



Coag **S**

INSTRUMENT POC SI INR DIN SÂNGE TOTAL

principiul foto-optic clasic
reacție de coagulare în fază lichidă
sistem de prelevare precis de tromboplastină
recombinată de înaltă sensibilitate
design mic, compact, portabil



Coag S

SISTEM DE COAGULARE TIP P.O.C.

Caracteristici :

- Test de screening INR pentru utilizator profesionist
- Design compact de dimensiune mica
- Analiza dintr-o picătură de sânge capilar
- Corelație remarcabilă cu rezultatele INR ale screening-ului de laborator
- PT clasic din sânge capilar, sânge venos sau plasmă
- Instrument Coag S POC
- Lanceta de siguranta de unica folosinta
- Pipetă specializată pentru prelevarea precisă a probelor și distribuirea reactivilor
- Cartuș de reactiv de unică folosință
- Cuvă de măsurare

Hardware:

- Un canal de măsurare temperat și acoperit
- Ecran tactil color cu cristale lichide
- Porturi de comunicație pt computer pt actualizarea software-ului și transferul de date
- Alimentare DC sau funcționare cu baterie
- Baterie optionala

Software:

- Interfață de utilizator inovatoare
- Caracteristica QC
- Peste 1000 de capacitate de stocare a datelor
- Conectivitate la sisteme informatice de laborator sau clinice



EUROPE

Diagon Ltd - Hungary
1047 Budapest, Baross u. 48-52.
phone.: (+36 1) 369 6500
fax: (+36 1) 369 6301
e-mail: diagon@diagon.com
Diagon GmbH – Austria
GZO – Zukunftsweg 1,
Siegendorf, Burgenland 7011
phone: (+43 2687) 42090
e-mail: diagongmbh@diagon.com
www.diagon.com

SOUTH AMERICA

Diagon Ltda - Brasil
Av. Joaquim José Diniz, 787
CEP 31910-520
Bairro Fernão Dias
Belo Horizonte/MG
phone: (+55 31) 3488 6777
fax: (+55 31) 3488 6778
e-mail: diagon@diagon.com.br
www.diagon.com.br

ASIA

PT Inti Diagonama Selaras - Indonesia
Perkantoran Plaza Pasifik A3/59 -
Jl. Raya Boulevard Barat
Kelapa Gading Permal Jakarta 14250
phone.: (+62 21) 458 40649, 458 40650
fax: (+62 21) 458 45024
e-mail: dsu@centrin.net.id

