



# Coag2D

## CEL MAI VERSATIL COAGULOMETRU OPTIC CU 2 CANALE

design mic și compact  
test D-dimer și AT-III  
gata pentru teste de coagulare, cromogene și turbidimetrice



# Coag 2D

## COAGULOMETRU COAG 2D SPECIFICATII

### CARACTERISTICI

- 2 canale de măsurare independente
- 2 poziții de reactivi (2 ml, 5 ml)
- 4 pozitii de incubare
- Test de screening de coagulare
- Măsurarea cantitativă a D-dimer
- Măsurarea activității AT-III
- QC
- Curbei master de calibrare
- Fără întreținere
- Stocare până la 1000 de rezultate
- Posibilitate de arhivare externă a datelor
- Conexiune la software-ul de gestionare a datelor Coag Data

### Elementele sistemului:

- 2 poziții de reactivi încălzite cu agitare magnetică pentru încălzire și amestecare
- Ecran tactil LCD color
- Interfață de utilizator inovatoare
- Conexiune LIS
- Amprentă mică, compactă, ușor de utilizat
- Detectare lungimi de undă 405 nm, 570 nm și 640 nm
- Barcode și imprimantă opțională



#### EUROPE

Diagon Ltd - Hungary  
1047 Budapest, Baross u. 48-52.  
phone.: (+36 1) 369 6500  
fax: (+36 1) 369 6301  
e-mail: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)

Diagon GmbH - Austria  
GZO - Zukunftsweg 1.  
Siegendorf, Burgenland 7011  
phone: (+43 2687) 42090  
e-mail: [diagongmbh@diagon.com](mailto:diagongmbh@diagon.com)  
[www.diagon.com](http://www.diagon.com)

#### SOUTH AMERICA

Diagon Ltda - Brasil  
Av. Joaquim José Diniz, 787  
CEP 31910-520  
Bairro Fernão Dias  
Belo Horizonte/MG  
phone: (+55 31) 3488 6777  
fax: (+55 31) 3488 6778  
e-mail: [diagon@diagon.com.br](mailto:diagon@diagon.com.br)  
[www.diagon.com.br](http://www.diagon.com.br)

#### ASIA

PT Inti Diagonama Selaras - Indonesia  
Perkantoran Plaza Pasifik A3/59 -  
Jl. Raya Boulevard Barat  
Kelapa Gading Permal Jakarta 14250  
phone.: (+62 21) 458 40649, 458 40650  
fax: (+62 21) 458 45024  
e-mail: [dsu@centrin.net.id](mailto:dsu@centrin.net.id)