

## Flux de lucru ușor în 8 pași



### SISTEM DE VERIFICARE

- 44 de poziții de reactiv răcit
- până la 4 soluții tampon
- până la 8 controale/calibratoare
- reactivi cu coduri de bare



### CONSUMABILE

- până la 1000 de cuve
- senzori de nivel lichid
- alerte stoc



### CALIBRARE

- autocalibrare
- curbe de calibrare master (cod de bare)
- stocare de calibrare multiplă



### QC

- configurarea controlului
- automat grafical Levey-Jennings



## Coag XL

## INSTRUMENT AUTOMAT DE COAGULARE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Moduri de măsurare        | Photometric 405 nm<br>Turbidimetrie 570 nm<br>Nephelometric 640 nm         |
| Viteza                    | 300 PT/oră*, 170 PT + teste APTT/oră*                                      |
| Manipularea probelor      | 150 de tuburi în 15 grile  |
| Registrarea reactivului   | Cititor de coduri de bare sau introducere manuală                          |
| Manipularea probelor STAT | 8 poziții separate   |
| Memorie                   | Înregistrare a mai mult de 1.000.000 de date de măsurare și curbe asociate |
| Interfață                 | 6 USB, interfață de rețea  |
| Platformă de operare      | Ecran tactil color de 17"  |
| Alimentare                | 115/230 ± 15% ~ 60/50Hz, 5A  |
| Mărimea                   | 600 x 1000 x 900 mm  |
| Greutate                  | 85 kg  |

\*măsurat folosind testul Diagon PT-Recombinant



**EUROPE**  
Diagon Ltd - Hungary  
1043 Budapest, Baross u. 48-52  
phone: (+36 1) 369 6500  
fax: (+36 1) 369 6501  
e-mail: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)  
Diagon GmbH - Austria  
GDO - Zalkartovog 1  
Siegersdorf, Burgenland 7011  
phone: (+43 2887) 42059  
e-mail: [diagongmbh@diagon.com](mailto:diagongmbh@diagon.com)  
[www.diagon.com](http://www.diagon.com)

**SOUTH AMERICA**  
Diagon Ltda - Brazil  
Av. Joaquim José Diniz, 787  
CEP 31810-520  
Bairro Fênix Das  
Belo Horizonte/MG  
phone: (+55 31) 3488 6777  
fax: (+55 31) 3488 6778  
e-mail: [diagon@diagon.com.br](mailto:diagon@diagon.com.br)  
[www.diagon.com.br](http://www.diagon.com.br)



**ASIA**  
PT Inel Diagnostika Selaras - Indonesia  
Pekentongan Plaza Pacific 43459  
Jl. Raya Boulevard Barat  
Kedua Gading Permai Jakarta 14250  
phone: (+62 21) 458 40643, 458 40650  
fax: (+62 21) 458 40224  
e-mail: [diagon@diagon.net.id](mailto:diagon@diagon.net.id)

Copyright © 2010 Diagon Ltd



**DIAGON**  
Solutions beyond imagination

## Coag XL

## COAGULOMETRU AUTOMAT

acces aleatoriu  
cu viteza mare  
până la 300 PT/oră\* și 170 PT + teste APTT/oră\* teste de  
coagulare, imunologie și teste cromogene

## CARACTERISTICI UNICE

- 8 lungimi de undă duble independente
- canale de măsurare
- principiul accesului aleator continuu
- ușor de operat
- întreținere minimă
- prelevare probe tub închis/deschis
- Acces la distanță 24/7 în timp real
- sistem complet instrument / reactivi / QC de la un producător
- capacitate walkaway 150 probe / 1000 cuve cu sistem unic de transport cuve



### Incarcare probe

- 150 de mostre
- Zona controlată de senzor
- cu 15 poziții de rack
- 8 poziții STAT

### Teste

- lista de lucru
- panou de testare
- complet cu acces aleatoriu

### Verificare

- monitorizarea curbei în timp real
- reluare automată și testare reflexă,
- măsurarea feedback-ului de stare
- Capacitate de 150 de probe

### Bucurați-vă de confort și siguranță

- touch screen
- conexiune LIS bidirecțională
- protecție cu parolă pe mai multe niveluri
- Asistență online de la distanță 24/7

CoagXL

